



100 MESURES

| *EN 1 TOUCHE*

EASYTON

| *PRATIQUE POUR
LE MÉDECIN -
CONFORT POUR
LE PATIENT*

**NOUVEAU
NIVEAU DE** *CONTRÔLE DE LA PIO*



Caractéristiques Clés


- Méthode de mesure unique sans contact avec la cornée
- Précision cliniquement prouvée
- Principaux avantages pour les médecins
- Rentabilité
- Soutien et formation par le fabricant
- Communauté mondiale-Easyton est vendu à 30 pays



Méthode de mesure unique

EASYTON mesure la PIO par vibration. Il y a environ 100 vibrations par 1 seconde (1 vibration est une mesure), environ 80% des vibrations se font afin de compenser l'épaisseur de la paupière, et 20% se font pour calculer la valeur de la PIO la plus précise.


La tige de mesure EASYTON est conçue pour simplifier le processus de mesure autant que possible et une conception visuelle simple y contribue.



Précision cliniquement prouvée

EASYTON a tous les essais cliniques nécessaires pour prouver son exactitude:

1. Tests du tonomètre EASYTON pour confirmer la précision, la répétabilité et la reproductibilité
2. Référence des mesures de la PIO entre le tonomètre EASYTON et GAT
3. Référence des mesures de la PIO entre le tonomètre EASYTON et GAT pour les paupières avec pli épicanthique
4. Tests du tonomètre EASYTON avec des patients portant des lentilles de contact
5. EASTON avec des patients en phase de rétablissement précoce après kératoplastie




Principaux avantages pour les médecins



- Aucun contact direct avec l'œil ne signifie aucun risque de contamination
- Peut être utilisé pour les patients, si la tonométrie cornéenne est contre-indiquée
- Peut faire la mesure pour une personne avec des lentilles de contact – pas besoin de l'enlever
- Peut être utilisé pour les enfants
- Peut être facilement intégré dans la pratique de la médecine du travail, des médecins de famille, des équipes d'urgence, etc...

Rentabilité

- Easyton permet au médecin de dépenser de l'argent une fois, puis d'oublier les produits jetables, le service, l'étalonnage pendant une longue période de temps
- Le prix de détail est inférieur à celui des concurrents, mais la précision et la qualité sont élevées
- Easyton est bon comme le seul appareil dans l'armoire et parfait comme un deuxième tonomètre dans différents cas: lorsque la tonométrie cornéenne est contre-indiquée, les yeux sensibles du patient, etc..
- Durée de service à long terme
 - jusqu'à 8 ans



N'hésitez pas à nous contacter à tout moment



ELAMED bureau de vente:

 16, rue Troubejnaïa,
Riazan, 390000, Russie

 +7 4912 293-418

 global@elamed.com

 www.elamed.com