

## MESURE PIO SÛRE AVEC EASYTON



Pendant la pandémie de COVID-19, la surface oculaire présente un risque élevé d'infection pendant les procédures de diagnostic. Améliorer la sécurité de mesure de la PIO en éliminant le contact de la cornée avec courants d'air ou outils de diagnostic



### *Aucun effet cumulatif du nombre de particules d'aérosols viraux (méthode génératrice d'aérosols)*

Lors de l'utilisation du tonomètre "air puff", le film lacrymal à la surface de l'œil freine et éclabousse sous le flux d'air auquel le virus COVID-19 adhère facilement, conduisant à la multiplication des particules d'aérosol virales

Easyton ne crée pas de flux d'air pour les mesures. Au lieu de cela, il mesure la PIO par vibration à travers la paupière pour calculer la PIO la plus précise



### *Pas de contact avec la cornée*

Il n'y a aucune garantie que pendant le remplacement d'une pointe en caoutchouc ou d'une tige interchangeable pour un tonomètre à vibration ou à aplanissement, les particules de virus dans l'air ne se déposent pas sur ces pièces. Ceci contribue à l'entrée du virus dans la cornée avec le risque élevé d'infecter le patient avec COVID-19

Easyton garantit une mesure de la PIO sans toucher la cornée ou avoir un contact visuel direct. La pointe désinfectée de la tige de mesure touche la paupière du patient, pas la cornée



### *Désinfection facile*

Une procédure de nettoyage et de désinfection stricte devrait être une priorité élevée pendant COVID-19. Il est suggéré d'utiliser une formule simple "une personne, une utilisation, une désinfection". Plus le protocole de désinfection après chaque patient est complexe, plus il est probable qu'il se trompe et laisse le chemin de l'infection ouvert

Le tonomètre Easyton est désinfecté par une seule touche. Il suffit d'essuyer la tige de mesure avec un tampon d'alcool avant et après chaque patient

Obtenez plus  
d'informations auprès  
du fabricant

Bureau de vente 16, rue  
Troubejnaia, Riazan,  
390000, Russie

Tél: +7 4912 293 418  
[global@elamed.com](mailto:global@elamed.com)

